



El Trotter es una silla posicionamiento portátil ligera que proporciona soluciones de transporte para padres e hijos. Una amplia gama de opciones ofrecen posicionamiento personalizado para sus necesidades individuales y sus ajustes simples permiten el Trotter crecer con su hijo.



CARACTERISTICAS:

- » Silla de chasis ultraligero, con correa de cierre que permite que la silla siga cerrada cuando se pliege
- » Tela negra lavable a máquina
- » Testado para el tránsito. Trotter ha superado test dinámicos de impacto con frontal con un ocupante a l 30 mph.
- » Asiento ajustable en ángulo 15° a 22°
- » Respaldo ajustable en ángulos de 85°, 90° y 95°
- » Ruedas frontales de 8" y ruedas traseras de 10" con bloqueo
- » Asiento ajustable en profundidad
- » Cinturón de posicionamiento pélvico con 5 puntos en "H" acolchados
Correas reversibles y acolchados, aumentan el confort, un lado es imitación de lana de oveja y el otro de terciopelo.

Reposapiés independientes, abatibles y desmontables.

CODE	ANCHO ASIENTO	PROFUNDIDA ASIENTO	ALTURA RESPALDO aSIENTO AL SUELO	PESO	CAPACIDAD DE PESO
TR 1200	30cm (12")	30cm - 35cm (12" - 14")	51cm (20")	8.6kg (19lb)	34kg (5st)
TR 1400	35cm (14")	33cm - 38cm (13" - 15")	58cm (23")	9.5kg (21lb)	45.4kg (7st)
TR 1600	41cm (16")	35cm - 41cm (14" - 16")	61cm (24")	11kg (25lb)	77kg (12st)
TR 1800	46cm (18")	38cm - 43cm (15" - 17")	64cm (25")	13.6kg (30lb)	113.4kg (18st)

CODIGO	DESCRIPCION
TR 1200	Silla móvil posicionamiento Trotter 12"
TR 1400	Silla móvil posicionamiento Trotter 14"
TR 1600	Silla móvil posicionamiento Trotter16"
TR 1800	Silla móvil posicionamiento Trotter 18"

Extensión de reposacabezas (A)

Tela de nylon negro, el reposacabezas extensión es ancho y la altura ajustable. Proporciona soporte para la cabeza adicional para los usuarios más altos. Utilizado para ayudar a prevenir el latigazo en la cabeza durante una colisión.

Alas de Cabezal acolchado Las

alas del reposacabezas son ajustables en altura y proporciona soporte lateral para la cabeza.

Bolsa Posterior(B)

Ganchos para bolsas con cremallera en la parte posterior de la silla Trotter.

Bandeja de apoyo

Bandejas cuentan con un labio de seguridad y son fáciles de limpiar. Ofrece estabilización de tronco y son grandes para la alimentación.

Chaleco de Torso completo(C)

Chaleco ajustable proporciona apoyo y mantiene la alineación y postura adecuada del cuerpo. Sustituye a la "H" del arnés.

Capota

La capota tiene altura ajustable y extraíble y proporciona protección contra el sol o la lluvia e incluye un panel de observación clara cubierta de aleta.

Soporte lateral y correa escoliosis

Correa ajustable y extraíble proporciona soporte lateral. Se puede tirar a un lado para la corrección de la escoliosis.



Posicionador Pie & tobillo (D)

Correas de pie y tobillo proporcionan soporte regulable y posicionamiento.

Sujección para Desplazarse en Bus (E)

Cuatro soportes de sujeción permiten el Trotter ser utilizado para el tránsito.

CODE	DESCRIPCION
TR 8021	Extensión Reposacabezas
TR 8022	Alas Acolchadas Reposacabezas
TR 8023	Bolsa
TR 8024	Bandeja de apoyo de la extremidad superior
TR 8025	Chaleco de Torso completo
TR 8026	Capota
TR 8027	Soporte lateral y Correas
TR 8028	Posicionador de Pie y Tobillo
TR 8029	Sujección Autobus