

## CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES



- Conexión inalámbrica que permite desmontar el scooter rápidamente para su transporte.
- Disponible en una gran variedad de colores, así mismo puede pedir cualquier otro color que le guste más.
- Rango Máximo de 16Km con la batería cargada al máximo \*
- La velocidad máxima es de 6,44 Km/h.\*
- Batería extra opcional para ampliar el rango de distancia que se puede recorrer a 32Km.\*
- Ideal para su uso casero, para salir de compras, vacaciones, en parques o aeropuertos.
- Elegantes llantas plateadas.
- Ruedas antipinchazos y que no dejan marcas en el suelo.
- Asiento desmontable, el manillar se pliega para facilitar su transporte y almacenamiento.
- El asiento gira 360 °.
- Asiento ajustable en altura, apoyabrazos ajustables en anchura.
- Equipado con baterías respetuosas con el medio ambiente (2 x 12ah).
- Inteligente sistema de frenos electromagnético.
- Diseño elegante y atractivo.
- Producido en Reino Unido.
- Incluye cargador de serie para casa y portátil.
- Barra "Delta" disponible como extra (opcional).
- Ruedas "antivuelco".

\* Depende del peso del usuario, el terreno y el estado de la batería.



SE DESMONTA FÁCILMENTE PARA SU ALMACENAJE Y TRANSPORTE



ASIENTO DESMONTABLE



BATERÍA FÁCIL DE DESMONTAR



CONECTOR INALÁMBRICO BAJO EL MANILLAR



SE DESMONTA FÁCILMENTE PARA QUE ENTRE INCLUSO EN MALETEROS PEQUEÑOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CAPACIDAD DE PESO	PESO	COMPONENTE MÁS PESADO
MS017	Prism 3 Ruedas	95cm	83cm	56cm	115kg	44.2kg	13kg
MS018	Prism 4 Ruedas	104cm	83cm	56cm	115kg	48.4kg	17.2kg