

SILLA DE RUEDAS S3



CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Pesa sólo 13 Kg en su formato de transporte.
- Cómodo asiento y respaldo de vinilo.
- Ancho a elegir 40, 45 y 55 cm.
- Reposapiés de plegado rápido.
- Un acabado en negro ébano.
- A prueba de pinchazos en ruedas delanteras.
- Llantas de aluminio ligero en modelos de ruedas de 24"
- Rápido plegado.



Incluye plegado por la mitad en la parte de atrás, apoyabrazos, ruedas y reposapiés fáciles de desmontar para facilitar su transporte y almacenaje.

"Elija varios anchos de asiento, reposabrazos reversibles para acercarse a la mesa y reposapiés ajustables para mayor confort"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SSP16AM	Silla de ruedas S3 16" Autopropulsada
STS16AM	Silla de ruedas S3 16" Tránsito
SSP18AM	Silla de ruedas S3 18" Autopropulsada
STS18AM	Silla de ruedas S3 18" Tránsito
SSP22AM	Silla de ruedas S3 22" Autopropulsada
STS22AM	Silla de ruedas S3 22" Tránsito

CÓDIGO	ANCHO (ABIERTO)	ANCHO (CERRADO)	LARGO	ALTURA	ANCHO DE ASIENTO	LARGO DE ASIENTO	ALTURA DE ASIENTO	PESO	CAPACIDAD DE PESO
SSP16AM	61cm	32cm	104cm	95cm	40cm	40cm	51cm	18kg	115kg
STS16AM	58cm	32cm	97cm	95cm	40cm	40cm	51cm	15kg	115kg
SSP18AM	66cm	32cm	104cm	95cm	45cm	40cm	51cm	19kg	115kg
STS18AM	63cm	32cm	97cm	95cm	45cm	40cm	51cm	16kg	115kg
SSP22AM	76cm	33cm	104cm	95cm	55cm	40cm	50cm	20kg	135kg
STS22AM	73cm	33cm	97cm	95cm	55cm	40cm	50cm	18kg	135kg