



Silla de ruedas Line Infantil

- Fabricada en **aluminio** sin ninguna soldadura.
- Disponible en cinco colores de asiento, respaldo y reposabrazos.
- Altamente **resistente y confortable**.
- **Plegable**.
- **Puños de goma**.
- Respaldo acolchado.
- Quickrelease incluido.
- Incluye cubrerradios en sus ruedas de 550 mm.
- **Reposapiés extraíbles y regulables** en altura sin necesidad de herramientas.
- **Reposabrazos extraíbles**.
- Tallas disponibles: 36, 38, 41 y 45.
- **Peso: 12 kg.**
- **Resistencia de 140 kg.**

ALTURA	LONGITUD	ALTURA DE ASIENTO	PROFUNDIDAD DE ASIENTO	RUEDAS DELANTERAS	LONGITUD SIN REPOSAPIÉS	PESO
89 cm	92 cm	46 cm	38 cm	150 mm	75 cm	12 kg
RESISTENCIA	ANCHURA TOTAL	ANCHURA ASIENTO				
140 kg	Talla + 17 cm	Talla - 2 cm				

FABRICACIONES ORTOPÉDICAS ALBACETE (FORTA) S.L. © 2016 - Pq. Emp. Campollano C/C nº 90 Nave 1 - 02007 Albacete - Spain - Tel. +34 967210313
 FORTA se reserva el derecho a modificar parcial o totalmente los productos aquí mostrados o sus componentes sin previo aviso.